

# RheocalcT软件

当与AMETEK Brookfield的DV2T粘度计、DV3T流变仪或DVNext流变仪一起使用时，RheocalcT软件可以用来分析数据、生成多层图形、打印数据列表、运行数学模型和执行其他省时省力的例行功能。此外，高级版还有一套符合21CFR第11部分的完整工具。



## 产品特点

### 测试和分析特点

- 测试向导帮助您完成常用测试程序的创建
- 最多可以一次绘制20个比较数据集
- 单独或可结合其他粘度测量的屈服测试
- 针对重复性任务的循环功能
- 单步骤或全过程测试的平均数据采集功能
- 数学模型：Bingham, Casson, Casson NCA/CMA, Power Law, IPC Paste, Herschel-Bulkley, Thix Index

### 21 CFR Part 11工具 (高级版)

- 多个登录和多个访问级别
- 电子签名
- 审计跟踪
- 打印到不可编辑的PDF
- 数据存储在与受密码保护的数据库中
- LIMS兼容性

### 最低系统配置要求

- Windows8 64位, Windows10 64位
- 2GHz处理器
- 4GB内存
- 一个USB端口。如果使用温度控制器，则还需要一个RS-232端口
- 1280x800分辨率显示，带128MB图形内存

